

Anticorpo Policlonal De Coelho Exoc3 Para Wb, Elisa - O60645

Número do item: CM0021013

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra EXOC3 (Sec6), validado para Western blot (WB) e ELISA. Reage com espécies humana, camundongo e rato. Adequado para pesquisa do complexo exocisto e exocitose em ambientes de diagnóstico e laboratoriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EXOC3 Rabbit pAb
Observações/Alias	SEC6; Sec6p; SEC6L1; EXOC3
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	11336
ID do Gene	11336
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 396-745 da EXOC3 humana (NP_009208.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60645
Peso da Proteína	86kDa
Envio	Saco de gelo