

Anticorpo Policlonal De Coelho Exosc4 Para Wb, Elisa - Q9Npd3

Número do item: CM0029152



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho EXOSC4 validado para WB e ELISA contra amostras humanas e de ratos, visando o componente do exossomo de RNA RRP41 (Q9NPD3). Ideal para estudos de processamento e degradação de RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EXOSC4 pAb Coelho
Observações/Apelido	SKI6; p12A; RRP41; Ski6p; RRP41A; Rrp41p; hRrp41p; EXOSC4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	54512
GeneID	54512
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-245 do EXOSC4 humano (NP_061910.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9NPD3
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Saco de gelo