


Anticorpo Policlonal De Coelho Extl3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O43909

Número do item: CM0030676



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra EXTL3 humano, uma glicosiltransferase e receptor REG3. Validado para WB, IHC-P, ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização de sulfato de heparana e REG3.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EXTL3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RPR; BOTV; REGR; EXTR1; ISDNA; EXTL1L; EXTL3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2137
ID do Gene	2137
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 52-220 do EXTL3 humano (NP_001431.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43909
Peso Proteico	105kDa
Envio	Em saco de gelo