


F2R Pab De Coelho - P25116

Número do item: CM0024730



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-F2R de alta qualidade para detecção por Western blot e ELISA do receptor 1 ativado por proteinase de seres humanos, camundongos e ratos. Ideal para pesquisas de coagulação e estudos cardiovasculares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	F2R pAb de Coelho
Observações/Apelidos	TR; HTR; CF2R; PAR1; PAR-1; F2R
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	2149
ID do Gene	2149
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 42-110 da F2R humana (NP_001983.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P25116
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Bolsa de gelo