

Mab De Coelho F4/80 Para If, Ihc-P, Elisa - Q61549

Número do item: CM0006997

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra F4/80 de camundongo (Emr1), adequado para imunofluorescência, imuno-histoquímica (parafina) e ELISA. Detecta F4/80 de camundongo e rato, um marcador de macrófagos envolvido na adesão celular e no desenvolvimento de Tregs. Ideal para pesquisas imunológicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho F4/80
Observações/Alias	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	2015
GeneID	13733
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 367-645 de F4/80 de camundongo (NP_034260.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	Q61549
Peso da proteína	102 kDa
Envio	Gelo reutilizável