


Anticorpo Monoclonal Fadd Rabbit Polymab® Para Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q61160 / Q13158

Número do item: CM0009805



introdução

Anticorpo monoclonal FADD Rabbit PolymAb® de alta especificidade para pesquisa de apoptose. Validado em WB, IP, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada para FADD humano, de camundongo e de rato (Gene ID 8772/14082).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FADD Rabbit PolymAb®
Observações/Apelido	Mort1/FADD
Espécie	Humano/Camundongo
GeneID (Humano)	8772
GeneID (Camundongo)	14082
Imunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante de FADD humano/camundongo)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q61160/Q13158
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Saco com gelo