


Anticorpo Policlonico De Coelho Contra Faf1 (Wb/Elisa) - Q9Unn5

Número do item: CM0027020



introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra FAF1 humano (Fator 1 associado a FAS), adequado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com Humano, Camundongo e Rato. Ideal para estudos de apoptose e replicação de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FAF1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	hFAF1; CGI-03; HFAF1s; UBXD12; UBXN3A; FAF1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11124
GeneID	11124
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 da FAF1 humana (NP_008982.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UNN5
Peso da Proteína	74kDa
Envio	Bolsa de gelo