

Fam160B2 Coelho Pab - Q80Yr2

Número do item: CM0019182

introdução

FAM160B2 Coelho pAb é um anticorpo policlonal para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Validado em humano, rato, camundongo, direcionado à subunidade FHF complex HOOK-interacting protein 2B envolvida na sinalização MAPK/ERK e função de barreira intestinal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FAM160B2 Coelho pAb
Observações/Apêndice	Rai16; Fam160b2; G430067P06Rik; FAM160B2
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	239170
GeneID	239170
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 74-303 do FAM160B2 de camundongo (NP_919326.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q80YR2
Peso Proteico	82kDa
Envio	Saco de Gelo