


Mab De Coelho Anti-Fam50A (Anticorpo Monoclonal Anti-Fam50A) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14320

Número do item: CM0007163



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado contra a FAM50A humana, validado para western blot, imuno-histoquímica e ELISA. Apresenta reação cruzada com proteínas de camundongo e rato. Ideal para o estudo da regulação do splicing do pré-mRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-FAM50A
Observações/Alias	XAP5; HXC26; MRXSA; HXC-26; DXS9928E; FAM50A
Espécie	Humana
GeneID (humano)	9130
GeneID	9130
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 da FAM50A humana (NP_004690.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q14320
Peso da proteína	40 kDa
Envio	Bolsa de gelo