

Anticorpo Policlonal De Coelho Fancd2 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Bxw9

Número do item: CM0022952



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FANCD2, validado para Western blot, imunofluorescência, imunoprecipitação e ELISA. Detecta FANCD2 humano, de camundongo e rato (164kDa). Adequado para pesquisa de reparo de DNA e anemia de Fanconi.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho FANCD2
Observações/Apelido	FA4; FAD; FACD; FAD2; FA-D2; FANCD; FANCD2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2177
ID do Gene	2177
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-291 de FANCD2 (NP_001018125.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BXW9
Peso Proteico	164kDa
Envio	Saco de Gelo