


Faslg Rabbit Pab - P48023

Número do item: CM0014159



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FasLG para WB, IHC-P e ELISA. Reconhece FasLG humano e de camundongo, um mediador essencial da apoptose. Ideal para o estudo da morte de células imunes e da tolerância imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	FasLG Rabbit pAb
Observações/Alíás	APTL, FASL, CD178, CD95L, ALPS1B, CD95-L, TNFSF6, TNLG1A, APT1LG1, FasLG
Espécie	Humano
ID do gene	356
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 101-200 de FasLG humano (NP_000630.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	P48023
Peso da proteína	31 kDa
Transporte	Bolsa de gelo