

Anticorpo Policlonal De Coelho Fastkd5 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q7L8L6

Número do item: CM0024532

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o FASTKD5, adequado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa de processamento de RNA mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FASTKD5 Rabbit pAb
Observações/Apelido	dj1187M17.5; FASTKD5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	60493
GeneID	60493
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 495-764 do FASTKD5 humano (NP_068598.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q7L8L6
Peso da Proteína	87kDa
Envio	Saco de gelo