

Fau Rabbit Pab - P35544

Número do item: CM0017575

introdução

Anticorpo policlonal de coelho FAU validado para aplicações de Western blot (WB) e ELISA. Detecta a proteína endógena FAU/RPS30 (~14 kDa) nas espécies humana, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre apoptose e proteínas de fusão semelhantes à ubiquitina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	FAU Rabbit pAb
Observações/Apelido	S30; FAU1; Fub1; Fubi; asr1; eS30; RPS30; MNSFbeta; FAU
Espécie	Humano
ID do Gene	2197
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-133 do FAU humano (NP_001988.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35544
Peso da Proteína	14kDa
Envio	Saco com gelo