

Anticorpo Policlonal De Coelho Contra Fbln1 Para Wb, Elisa - P23142

Número do item: CM0023090

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra a Fibulina-1 humana (FBLN1), validado para WB e ELISA. Reage com FBLN1 humana, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas sobre matriz extracelular e adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho contra FBLN1
Observações/Alíases	FBLN; FIBL1; FBLN1
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	2192
ID do Gene	2192
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 570-670 da FBLN1 humana (NP_001987.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P23142
Peso da Proteína	77 kDa
Envio	Bolsa de gelo