

Anticorpo Policlonal De Coelho Fcgrt Para Wb, If/Icc, Elisa - P55899

Número do item: CM0025764



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra FCGRT humano (FcRn), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de reciclagem de IgG e imunidade neonatal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FCGRT Rabbit pAb
Observações/Apêndice	FCRN; FcgammaRn; cadeia alfa; FCGRT
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2217
ID do Gene	2217
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-290 do FcRn humano (NP_004098.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P55899
Peso Proteico	40kDa
Envio	Saco de gelo