

Fchsd1 Coelho Pab - Q86Wn1

Número do item: CM0017951

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FCHSD1 humano. Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudar polimerização da actina e dinâmica do citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FCHSD1 Coelho pAb
Observações/Alias	NWK2; FCHSD1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	89848
GeneID	89848
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-400 do FCHSD1 humano (NP_258260.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q86WN1
Peso Proteico	77kDa
Envio	Saco de gelo