


Anticorpo Policlonal De Coelho Fes Para Wb, Elisa - P07332

Número do item: CM0027649



introdução

O Anticorpo Policlonal de Coelho FES tem como alvo a FES humana (93 kDa) com reatividade cruzada para camundongo. Adequado para aplicações WB e ELISA em pesquisas de sinalização por tirosina quinase, degranulação de mastócitos e citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FES Rabbit pAb
Observações/Apelido	FPS; FES
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2242
GeneID	2242
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 120-420 da FES humana (NP_001137256.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P07332
Peso Proteico	93kDa
Transporte	Bolsa de gelo