

Anticorpo Policlonal De Coelho Fgb Para Wb, If/Icc, Elisa - P02675

Número do item: CM0015607



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a cadeia beta do fibrinogênio humano (FGB) validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Ideal para pesquisa em hemostasia, trombose e cicatrização de feridas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FGB Coelho pAb
Observações/Apêndice	HEL-S-78p; FGB
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2244
GeneID	2244
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 111-222 do FGB humano (NP_005132.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P02675
Peso Proteico	56kDa
Envio	Saco de gelo