

Fgd4 Pab De Coelho (Anticorpo Policlonal) Para Wb, Elisa - Q96M96

Número do item: CM0030582

introdução

FGD4 pAb de coelho é um anticorpo policlonal direcionado ao FGD4 humano, validado para WB e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Indicado para pesquisa de dinâmica do citoesqueleto e doenças neurológicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FGD4 pAb de coelho
Observações/Alias	CMT4H; FRABP; ZFYVE6; FGD4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	121512
GeneID	121512
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 99-198 do FGD4 humano (NP_640334.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96M96
Peso Molecular	87kDa
Envio	Bolsa de gelo