

Fgf14 Coelho Pab Para Wb, Elisa - Q92915

Número do item: CM0030704

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o fator de crescimento de fibroblastos 14 humano (FGF14), validado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar o desenvolvimento e a função do sistema nervoso.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FGF14 Coelho pAb
Observações/Apelido	FHF4; NYS4; FHF-4; SCA27; FGF-14; SCA27A; SCA27B; FGF14
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2259
ID do Gene	2259
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-252 do FGF14 humano (NP_787125.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92915
Peso Proteico	28kDa
Envio	Saco de gelo