

Anticorpo Monoclonal De Coelho Fgf2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09038

Número do item: CM0003442

introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho FGF2 validado em WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta FGF2 humano (bFGF), um fator de crescimento que se liga à heparina envolvido na proliferação, diferenciação e angiogênese celular. Ideal para estudos de oncologia e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho FGF2 (mAb)
Observações/Apelido	BFGF; FGFB; FGF-2; HBGF-2; F2
Espécie	Humano
GeneID	2247
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do FGF2 humano (NP_001997.5).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P09038
Peso Proteico	31kDa
Envio	Em saco de gelo