

Anticorpo Policlonado De Coelho Fgf23 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Gzv9

Número do item: CM0027147



introdução

FGF23 pAb de Coelho validado para WB, IF/ICC, ELISA em Humano, Rato e Camundongo. Regula o metabolismo de fosfato e vitamina D; essencial para pesquisa de distúrbios ósseos. Alvo de 28 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FGF23 pAb de Coelho
Observações/Alias	ADHR; FGFN; HYPF; HFTC2; HPDR2; PHPTC; FGF23
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8074
ID do Gene	8074
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-251 da FGF23 humana (NP_065689.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9GZV9
Peso da Proteína	28 kDa
Transporte	Saco de gelo