


Anticorpo Policlonal Coelho Fgfr2 Para Ihc-P E Elisa - P21802

Número do item: CM0022587



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao FGFR2 humano, adequado para IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em biologia do desenvolvimento, oncologia e distúrbios esqueléticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FGFR2 Coelho pAb
Observações/Apelido	BEK; JWS; BBDS; CEK3; CFD1; ECT1; KGFR; TK14; TK25; BFR-1; CD332; K-SAM; FGFR2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2263
ID do Gene	2263
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P21802
Peso Proteico	92kDa
Envio	Saco de gelo