

FHL1 Pab De Coelho Para Wb E Elisa - Q13642

Número do item: CM0024864



introdução

Este anticorpo policlonal de coelho reconhece a proteína de quatro domínios e meio LIM 1 (FHL1/SLIM), um regulador do desenvolvimento muscular. Validado em WB e ELISA, reage de forma cruzada com camundongo, sendo adequado para estudos de músculo esquelético e hipertrofia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FHL1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	KYOT; SLIM; FCMSU; FHL-1; FHL1A; FHL1B; FLH1A; SLIM1; XMPMA; RBMX1A; RBMX1B; SLIM-1; SLIMMER; FHL1
Espécie	Humano
GeneID	2273
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-296 do FHL1 humano (NP_001153171.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q13642
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Saco de gelo