


Fip200 Rabbit Pab - Q8Tdy2

Número do item: CM0015282



introdução

FIP200 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal que detecta RB1CC1 humano, de camundongo e de rato. Validado em WB, IHC-P e ELISA; ideal para pesquisas sobre autofagia e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	FIP200 Rabbit pAb
Observações/Alias	CC1; ATG17; FIP200; PPP1R131
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9821
GeneID	9821
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1280-1400 do FIP200 humano (NP_055596.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q8TDY2
Peso da proteína	183 kDa
Envio	Bolsa de gelo