

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd4 De Frango Conjugado A Fitc Para Citometria De Fluxo - Q9W6V7

Número do item: CM0004644

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a FITC direcionado ao CD4 de frango (55 kDa). Adequado para citometria de fluxo em linfócitos de frango. Mapeado para o domínio extracelular da proteína de superfície de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD4 de Frango FITC
Observações/Apelido	CD4
Espécie	Frango
ID do Gene (Humano)	920
ID do Gene	395362
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-423 do CD4 de frango (NP_989980.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Frango
SWISS	Q9W6V7
Peso Proteico	55 kDa
Transporte	Em saco de gelo