

Anticorpo Monoclonal Anti-Mouse Cd3E Conjugado Com Fitc - Cd3E

Número do item: CM0003976

introdução

Anticorpo monoclonal conjugado com FITC que reconhece especificamente o CD3e de camundongo (CD3 epsilon) para aplicações de citometria de fluxo. Obtido de hamster armênio, este reagente permite a detecção precisa de linfócitos T em amostras de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anti-Mouse CD3e mAb FITC
Observações/Apelido	CD3; T3e; CD3epsilon
Espécie	Camundongo
ID do Gene	12501
Imunógeno	Proteína recombinante de CD3e de Camundongo
Fonte	Hamster Armênio
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
Envio	Saco com gelo