

Anticorpo Monoclonal Fitc Coelho Anti-Humano Cd2 Para Fc - P06729

Número do item: CM0008149



introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-humano CD2 conjugado com FITC para citometria de fluxo (FC). Específico para o CD2 humano (T11/SRBC/LFA-2), um antígeno de superfície de linfócitos T de 39 kDa. Validado para FC. Ideal para imunofenotipagem de células T e NK e estudos de adesão.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb FITC Coelho anti-Humano CD2
Observações/Alias	T11; SRBC; LFA-2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	914
GeneID	914
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-209 do CD2 humano (NP_001758.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P06729
Peso da Proteína	39 kDa
Expedição	Bolsa de gelo