


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd44 Humano Conjugado A Fitc Para Fc - P16070

Número do item: CM0008861



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a FITC direcionado ao CD44 humano para citometria de fluxo. Validado para amostras humanas. Ideal para estudar adesão celular, migração e homing imunológico. SWISS: P16070.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-CD44 Humano Conjugado a FITC
Observações/Apelido	CD44; CDW44; CSPG8; ECMR-III; HCELL; HUTCH-I; IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; Antígeno CD44
Espécie	Humano
GeneID (humano)	960
GeneID	960
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-178 do CD44 humano (NP_000601.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P16070
Peso Molecular da Proteína	82kDa
Envio	Em saco de gelo