

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd7 Humano Conjugado Com Fitc Para Citometria De Fluxo - P09564

Número do item: CM0006111

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com FITC direcionado ao CD7 humano (GP40, Tp40, LEU-9). Desenvolvido para a detecção por citometria de fluxo de populações de células T e células NK em imunofenotipagem e fluxos de trabalho diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-CD7 humano conjugado com FITC
Observações/Apelidos	GP40; TP41; Tp40; LEU-9
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	924
GeneID	924
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-180 do CD7 humano (NP_006128.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P09564
Peso da Proteína	25 kDa
Envio	Bolsa de gelo