


Anticorpo Monoclonal Fitc Coelho Anti-Humano Cd99 Para Fc - P14209

Número do item: CM0007864



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com FITC contra CD99 (MIC2) humano para citometria de fluxo. Visa o antígeno CD99 de 19 kDa envolvido na adesão de linfócitos T, extravasamento de leucócitos e formação de rosetas. Reage cruzadamente com CD99 humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FITC Coelho anti-Humano CD99 mAb
Observações/Alias	MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X
Espécie	Humano
GeneID	4267
Imunogénio	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 24-123 do CD99 humano (NP_002405.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P14209
Peso Molecular da Proteína	19kDa
Envio	Saco de gelo