

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Tcr Γ/Δ Conjugado Com Fitc - Tcr Γ/Δ

Número do item: CM0009757

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com FITC que visa o TCR γ/δ humano para citometria de fluxo. Específico para as cadeias gama/delta do receptor de células T, ideal para imunofenotipagem e pesquisa de subpopulações de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Ac mAb de Coelho anti-Humano TCR γ/δ Conjugado com FITC
Observações/Apelido	TCRD; TRD@; TCRDV1; TCRG; TRG@
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6964/6965
ID do Gene	6964/6965
Imunogénio	Proteína recombinante do TCR γ/δ humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
Envio	Saco de gelo