

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano/Macaco Cd45 Conjugado Com Fitc Para Fc - P08575

Número do item: CM0011945



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com FITC contra CD45 humano e de macaco cinomolgo (antígeno comum de leucócitos). Validado para citometria de fluxo, permite a identificação e análise precisa de células imunes, apoiando a pesquisa de ativação e sinalização de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FITC Coelho anti-Humano/Macaco CD45 mAb
Observações/Apelido	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5788
GeneID	5788
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-577 do CD45 humano (P08575)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Macaco Cinomolgo
SWISS	P08575
Peso da Proteína	131kDa/136kDa/141kDa/143kDa/147kDa
Envio	Saco com gelo