


Anticorpo Monoclonal Fitc Coelho Anti-Humano/Macaco Cd8A Para Fc - P01732

Número do item: CM0004144



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com FITC específico para CD8a humano e de cynomolgus. Projetado para detecção por citometria de fluxo de células T CD8+, auxiliando na pesquisa de resposta imune e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb FITC Coelho anti-Humano/Macaco CD8a
Observações/Alias	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	925
GeneID	925
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P01732
Peso da Proteína	21kDa/25kDa/30kDa
Envio	Bolsa de gelo