

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd32 De Camundongo Conjugado A Fitc Para Citometria De Fluxo - P08101

Número do item: CM0007969

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a FITC direcionado ao CD32 de camundongo (receptor Fc gama IIB) para citometria de fluxo. Reconhece o domínio extracelular, adequado para detecção de CD32 em células hematopoiéticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-CD32 de Camundongo Conjugado a FITC
Observações/Apelido	CD32; Fcgr2; Fcr-2; Fcr-3; Ly-17; LyM-1; Lym-1; fcRII; FcgRII; Fcgr2a; Ly-m20; Fc(g)RII; F630109E10Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	2213
GeneID	14130
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-207 do CD32 de camundongo (NP_034317.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P08101
Peso Molecular da Proteína	31kDa/33kDa/36kDa
Envio	Em saco de gelo