


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Rato Cd45 Conjugado Com Fitc Para Fc - P04157

Número do item: CM0011923



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com FITC contra CD45 de rato (L-CA, T200), validado para citometria de fluxo. Detecta o antígeno comum de leucócitos, uma fosfatase proteica tirosina de tipo receptor essencial para a ativação de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FITC Coelho anti-Rato CD45 mAb
Observações/Apelido	Lca; RT7; CD45; L-CA; T200
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	5788
GeneID	24699
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-546 do CD45 de rato (NP_612516.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P04157
Peso da Proteína	143 kDa
Envio	Saco de gelo