

Anticorpo Monoclonal De Coelho Fitc/5-Fam/6-Fam

Número do item: CM0002056

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a FITC, 5-FAM e 6-FAM. Validado para WB e ELISA com reatividade independente de espécie. Ideal para detectar moléculas marcadas com FITC em vários ensaios de pesquisa e diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho FITC/5-FAM/6-FAM
Espécie	Humano
Imunógeno	Peptídeo sintético, FITC
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Independente de espécie
Envio	Saco de gelo