

Fkbp1B Coelho Pab - P68106

Número do item: CM0029527



introdução

FKBP1B Coelho pAb detecta a peptidil-prolil cis-trans isomerase FKBP1B (FKBP de 12,6 kDa) para WB, IF/ICC, ELISA em humanos, camundongos e ratos. Adequado para pesquisa em imunossupressão e dobragem proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FKBP1B Coelho pAb
Observações/Apelido	OTK4; FKBP1L; PKBP1L; PPlase; FKBP12.6; FKBP1B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2281
GeneID	2281
Imunogénio	Péptido sintético Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-80 do FKBP1B humano (NP_473374.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P68106
Peso Proteico	12kDa
Envio	Saco de gelo