

Anticorpo Policlonal De Coelho Flii Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13045

Número do item: CM0013897

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FLII humano (homólogo de flightless-1). Validado para WB, IHC-P, ELISA; reage com humano, camundongo, rato. Ideal para estudos sobre dinâmica do citoesqueleto, adesão celular e transcrição. ~145 kDa, SWISS: Q13045.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	FLII pAb de Coelho
Observações/Apelido	FLI; FLIL; Fli1; FLII
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2314
ID do Gene	2314
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 400-660 do FLII humano (NP_002009.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13045
Peso da Proteína	145kDa
Envio	Saco de gelo