

Anticorpo Para Citometria De Fluxo: Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Igd De Pnh - Mab Pe Coelho Anti-Igd De Pnh

Número do item: CM0005839

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE direcionado à cadeia pesada da imunoglobulina delta do macaco cinomolgo. Validado para citometria de fluxo, reage de forma cruzada com macaco rhesus. Ideal para detecção de IgD de PNH em pesquisa imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE Coelho anti-IgD de PNH
Espécie	Macaco cinomolgo
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	Citometria de Fluxo (CF)
Reatividade Cruzada	Cinomolgo, Rhesus
Envio	Em saco de gelo