

Isotiocianato De Fluoresceína/Fitc Pab De Coelho - Anti-Fitc

Número do item: CM0021199

introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-FITC para aplicações em WB e ELISA. A reatividade cruzada independente de espécie torna-o ideal para a detecção universal de moléculas marcadas com FITC no desenvolvimento de ensaios IVD e em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Isotiocianato de Fluoresceína/FITC pAb de Coelho
Imunogénio	FITC
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Independente de espécie
Envio	Em saco de gelo