

Fmn1 Pab De Coelho Para Wb, Elisa - Q68Da7

Número do item: CM0017436

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FMN1 humano (Formin-1) para aplicações de Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Adequado para estudar a formação de junções aderentes e a polimerização de actina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FMN1 pAb de Coelho
Observações/Pseudônimo	LD; FMN; FMN1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	342184
ID do Gene	342184
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 350-495 do FMN1 humano (NP_001096654.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q68DA7
Peso da Proteína	158kDa
Envio	Saco com gelo