

Pab De Coelho Contra Fndc5 - Q8Nau1

Número do item: CM0023016



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra FNDC5 humano (irisina). Adequado para aplicações de WB, IF/ICC e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Apoia pesquisas sobre o metabolismo do exercício e o escurecimento do tecido adiposo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho contra FNDC5
Observações/Apelido	FRCP2; irisina; FNDC5
Espécie	Humano
GeneID	252995
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-150 de FNDC5 humano (NP_715637.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q8NAU1
Peso da proteína	24 kDa
Envio	Em bolsa de gelo