


Anticorpo Monoclonal De Coelho Proteína De Ligação Ao Folato (Fbp) / Folr1 Para Wb, Elisa - P15328

Número do item: CM0002249



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa a Proteína de Ligação ao Folato humana / FOLR1, validado para Western blot e ELISA, reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre receptor de folato e estudos de câncer epitelial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Proteína de Ligação ao Folato(FBP) / FOLR1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	FBP; FOLR; NCFTD; FRalpha; Proteína de Ligação ao Folato(FBP) / FOLR1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2348
GeneID	2348
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Proteína de Ligação ao Folato humana(FBP) / FOLR1 (NP_000793.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15328
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Saca de gelo