


Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Formil-Histona H2B-K120 (P62807/Q16778) Para Wb, Ihc-P, Elisa

Número do item: CM0000092



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para formil-histona H2B-K120 para Western blot, IHC-P e ELISA. Reconhece H2B de humano, camundongo e rato, com ampla reatividade cruzada prevista. Ideal para estudos de modificações de histonas e regulação epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho para Formil-Histona H2B-K120
Observações/Alias	H2B; H2BE; H2BQ; GL105; H2B.1; H2BFQ; H2BGL105; H2B-GL105; HIST2H2BE; Formil-Histona H2B-K120
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8349
GeneID	3017/8349
Imunógeno	Peptídeo sintetizado derivado da Histona H2B humana (formil K120)
Origem	Coelho
Categoria	Outros Anticorpos Modificados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Faixa Prevista)
SWISS	P62807/Q16778
Peso da Proteína	14 kDa
Transporte	Saco de gelo