

Anticorpo Monoclonal De Coelho Foxf1 Para Wb E Elisa - Q12946

Número do item: CM0012022

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho FOXF1 confiável para Western blot e ELISA. Detecta FOXF1 humano e de camundongo, um ativador de transcrição específico do pulmão. Ideal para pesquisas sobre desenvolvimento pulmonar e doenças.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FOXF1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	FKHL5; ACDMPV; FREAC1; FOXF1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2294
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do FOXF1 humano (Q12946)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q12946
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Saco com gelo