

Foxg1 Rabbit Pab - P55316

Número do item: CM0024365



introdução

FOXG1 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal validado para Western blot e ELISA, que detecta FOXG1 em humano, camundongo e rato. Essencial para pesquisas sobre desenvolvimento cerebral e repressão transcripcional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FOXG1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	BF1; BF2; QIN; FK2; HBF2; HFK1; HFK2; HFK3; KHL2; FHL3; FKHL1; FKHL2; FKHL3; FKHL4; HBF-1; HBF-2; HBF-3; FOXG1A; FOXG1B; FOXG1C; HBF-G2; FOXG1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2290
GeneID	2290
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 400-489 do FOXG1 humano (NP_005240.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P55316
Peso Proteico	52kDa
Envio	Bolsa de gelo