

Foxl2 Pab De Coelho Para Wb, If-P, Elisa - P58012

Número do item: CM0020758



introdução

Explore o Anticorpo Policlonal (pAb) FOXL2 de coelho validado para Western Blotting (WB), Imunofluorescência (IF-P) e ELISA. Reage com FOXL2 humano, de camundongo e rato, um fator de transcrição nuclear essencial para o desenvolvimento ovariano e repressor da determinação testicular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FOXL2 pAb de coelho
Observações/Apelidos	BPES; PFRK; POF3; BPES1; PINTO; FOXL2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	668
GeneID	668
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 300-376 do FOXL2 humano (NP_075555.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P58012
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Bolsa de gelo