

Anticorpo Policlonal De Coelho Foxo4 Para Wb, If/Icc, Elisa - P98177

Número do item: CM0024954



introdução

Anticorpo policlonal de coelho FOXO4 validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para investigar sinalização de insulina, regulação do ciclo celular e dinâmica de fatores de transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FOXO4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	AFX; AFX1; MLLT7; FOXO4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4303
GeneID	4303
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P98177
Peso Proteico	54kDa
Envio	Saco de Gelo