

Anticorpo Policlonal De Coelho Foxp1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H334

Número do item: CM0017886



introdução

Anticorpo policlonal de coelho FOXP1 adequado para Western blot, IHC-P e ELISA. Detecta FOXP1 endógeno em humano, camundongo e rato. Utilizado em regulação da transcrição, imunologia e pesquisa com células-tronco.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FOXP1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MFH; QRF1; 12CC4; hFKH1B; HSPC215; FOXP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	27086
GeneID	27086
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 550-677 do FOXP1 humano (NP_116071.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H334
Peso Proteico	75kDa
Envio	Saco de gelo